

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mouse IgM Com Biotina Para Citometria De Fluxo - P01872

Número do item: CM0004827



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com biotina contra a região constante da cadeia pesada de IgM de camundongo, validado especificamente para citometria de fluxo. Detecta tanto o BCR ligado à membrana quanto a IgM secretada em células B de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Biotina Coelho anti-Mouse IgM mAb
Observações/Apelido	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
Espécie	Camundongo
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 105-454 da IgM de camundongo (P01872)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P01872
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Saco com gelo