

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Integrina Alfa 2/Cd49B Conjugado Com Biotina Para Fc - Q62469

Número do item: CM0005661

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com biotina que visa a integrina alfa-2 de camundongo (CD49b/DX5/GPIa). Validado para citometria de fluxo. Adequado para estudos de receptor de colagénio e adesão celular. Peso molecular previsto 129 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Biotina Coelho anti-Mouse Integrina alfa 2/CD49b mAb
Observações/Apelido	DX5; GPIa; CD49B
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	3673
GeneID	16398
Imunogénio	Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 168-366 da integrina alfa 2/CD49b de camundongo (NP_032422.2))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q62469
Peso da Proteína	129 kDa
Envio	Saco de gelo