

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Biotina Para Detecção De Biotina Em Aplicações Wb E Elisa

Número do item: CM0000014

introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho anti-biotina tem como alvo a biotina e é validado para aplicações de WB e ELISA. É adequado para pesquisa de marcação com biotina, detecção de moléculas biotiniladas e controle de qualidade no desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Biotina mAb de Coelho
Espécie	Humano
Imunogênio	Proteína recombinante, Biotina
Origem	Coelho
Categoria	Outros Anticorpos Modificados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Outro (Ampla Faixa Prevista)
Transporte	Saco de gelo