

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Biotina

Número do item: CM0021067

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Biotina (pAb) para detecção por WB. A reatividade cruzada independente da espécie permite amplo uso em ensaios de biotinylation e na análise de proteínas marcadas com biotina. Fornecido com envio em bolsa de gelo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti-Biotina
Imunógeno	Compostos químicos
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB
Reatividade Cruzada	Independente da espécie
Envio	Bolsa de gelo