

Anticorpo Monoclonal Biotina Rato Anti-Murino Cd3 Para Fc - P04235 / P22646

Número do item: CM0004415

introdução

Anticorpo monoclonal de rato conjugado com biotina contra as cadeias delta e épsilon de CD3 de camundongo. Validado para citometria de fluxo, ideal para estudos de ativação de células T, diferenciação de timócitos e imunidade adaptativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Biotina Rato anti-Murino CD3
Observações/Apelido	T3d; CD3; T3e; CD3epsilon
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	916/915
GeneID	12500/12501
Imunógeno	Um peptídeo sintetizado derivado de CD3 de camundongo.
Origem	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P04235/P22646
Peso da Proteína	19kDa/21kDa
Envio	Bolsa de gelo