

Biotina Rato Anti-Rato Ter-119 Mab - Ter-119

Número do item: CM0006219

introdução

Anticorpo monoclonal de rato conjugado com biotina que visa o antígeno TER-119 de rato para aplicações de citometria de fluxo (FC). Específico para amostras de rato, adequado para uso em pesquisas de estudos de linhagem eritróide.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Biotina Rato anti-Rato TER-119 mAb
Observações/Apelido	Ter119; TER-119
Espécie	Rato
ID do Gene	104231
Imunógeno	Proteína recombinante de TER-119 de rato
Fonte	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Rato
Envio	Saco com gelo