

Pab De Coelho Contra Bmpr1B - 000238

Número do item: CM0019402



introdução

O pAb de coelho contra BMPR1B é um anticorpo policlonal validado para IF-P, IHC-P e ELISA. Detecta BMPR1B humano, de camundongo e de rato, um receptor para BMP7 e GDF5 envolvido na diferenciação de condrócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra BMPR1B
Observações/alias	ALK6; AMD3; AMDD; BDA2; ALK-6; BDA1D; CDw293; BMPR1B
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	658
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, de camundongo e de rato
SWISS	O00238
Peso da proteína	57 kDa
Transporte	Bolsa de gelo