

## Bmpr2 Pab De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13873

Número do item: CM0029940



### introdução

O BMPR2 pAb de Coelho (Q13873) é um anticorpo policlonal que visa o receptor tipo 2 da proteína morfogenética óssea para WB, IF/ICC, ELISA. Com reatividade cruzada para humano, rato, camundongo, é adequado para estudos de hipertensão pulmonar e sinalização BMP.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | BMPR2 pAb de Coelho                                                                                                       |
| Observações/Apelido | BMR2; PPH1; BMPR3; BRK-3; POVD1; T-ALK; BMPR-II; BMPR2                                                                    |
| Espécie             | Humano                                                                                                                    |
| GeneID (Humano)     | 659                                                                                                                       |
| GeneID              | 659                                                                                                                       |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-150 do BMPR2 humano (NP_001195.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                    |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                         |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                  |
| SWISS               | Q13873                                                                                                                    |
| Peso Proteico       | 115kDa                                                                                                                    |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                              |