

Anticorpo Policlonal De Coelho Contra Bob1 (Pou2Af1) Para Wb, Elisa - Q16633

Número do item: CM0020803



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra BOB1 (POU2AF1), de alta especificidade, validado para Western blotting (WB) e ELISA. Tem como alvo o coativador de transcrição humano BOB1, envolvido na resposta imune das células B, sendo ideal para pesquisas em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	BOB1 Rabbit pAb
Observações/Alcunhas	POU2AF1; BOB1; OBF-1; OBF1; OCAB; fator 1 associado à classe 2 de POU
Espécie	Humano
GeneID	5450
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 150-250 do BOB1 humano (NP_006226.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	Q16633
Peso da proteína	27 kDa
Envio	Bolsa de gelo