


Anticorpo Policlonal De Coelho Brd3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15059

Número do item: CM0019116



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o BRD3 humano, validado para Western blot, imuno-histoquímica-parafina e ELISA. Detecta BRD3 humano e de rato. Ideal para estudos de regulação da cromatina e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BRD3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ORFX; FSHRG2; RING3L; BRD3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8019
ID do Gene	8019
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 150-305 do BRD3 humano (NP_031397.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q15059
Peso da Proteína	80kDa
Envio	Saco de gelo