


Anticorpo Policlonal De Coelho Brd4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60885

Número do item: CM0021369



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra BRD4 humano (proteína contendo domínio bromo), adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta BRD4 humano, de camundongo e de rato. Útil em pesquisas de regulação epigenética e transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BRD4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; BRD4
Espécie	Humano
ID do Gene	23476
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 700-794 do BRD4 humano (NP_001317313.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60885
Peso da Proteína	152 kDa
Envio	Saco com gelo