


Policlonal Anticorpo De Coelho Bre - Q9Nxr7

Número do item: CM0016366



introdução

Policlonal Anticorpo de Coelho BRE validado para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Reage cruzadamente com Humano, Camundongo e Rato. Imunogeno: proteína recombinante (aa 51-229). Utilizado em pesquisas de reparo de danos ao DNA e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BRE Rabbit pAb
Observações/Alias	BRE; BRCC4; BRCC45
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9577
GeneID	9577
Imunogeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 51-229 da BRE humana (NP_954661.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NXR7
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Bolsa de gelo