


Pab De Coelho Contra Bscl2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96G97

Número do item: CM0016638



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra BSCL2 (seipina) humana. Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de biologia de gotículas lipídicas e adipogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra BSCL2
Observações/Apelidos	HMN5; PELD; HMN5C; SPG17; GNG3LG; BSCL2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	26580
GeneID	26580
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 265-363 da BSCL2 humana (NP_116056.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96G97
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Bolsa de gelo