


Anticorpo Policlonal De Coelho Bst1 - Q10588

Número do item: CM0025367



introdução

Anticorpo policlonal de coelho BST1 (CD157, cADPR2) validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Reage com amostras humanas e de camundongo. Adequado para estudar a sinalização de ADP-ribose cíclica e o crescimento de pré-células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho BST1
Observações/Apêndice	CD157; cADPR2; BST1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	683
GeneID	683
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-293 do BST1 humano (NP_004325.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q10588
Peso Proteico	36kDa
Envio	Saco de gelo