


Anticorpo Policlonal De Coelho Btk Para Wb, Elisa - Q06187

Número do item: CM0013347



introdução

Anticorpo policlonal de coelho BTK validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Alvo tirosina-proteína quinase BTK (Q06187), uma molécula chave de sinalização de células B, para pesquisa em imunologia e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BTK Rabbit pAb
Observações/Apelido	AT; ATK; BPK; XLA; IMD1; AGMX1; IGHD3; PSCTK1; BTK
Espécie	Humano
GeneID (humano)	695
GeneID	695
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 173-272 do BTK humano (NP_000052.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q06187
Peso da Proteína	76kDa
Envio	Saco de gelo