


Anticorpo Monoclonal De Coelho C-Abl (Abl1) Para Wb, Elisa - P00519

Número do item: CM0007670



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante contra c-Abl (ABL1) humano para Western blot e ELISA. Detecta a tirosina quinase não receptora de 123 kDa envolvida no crescimento celular, remodelação do citoesqueleto e apoptose. Adequado para pesquisas sobre câncer e sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	c-Abl Rabbit mAb
Observações/Apelido	ABL; JTK7; p150; c-ABL; v-abl; CHDSKM; c-ABL1; BCR-ABL; bcr/abl; c-Abl
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	25
GeneID	25
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1000-1130 do c-Abl humano (NP_005148.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P00519
Peso da Proteína	123kDa
Envio	Saco de gelo