

Anticorpo Policlonal De Coelho C8B Para Wb, Elisa - P07358

Número do item: CM0025553



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho C8B que visa a cadeia beta do complemento C8, validado para WB e ELISA com reatividade cruzada em humano, camundongo, rato. Ideal para estudos do complexo de ataque à membrana e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	C8B pAb Coelho
Observações/Apelido	C82; C8B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	732
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 55-350 do C8B humano (NP_000057.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07358
Peso da Proteína	67kDa
Envio	Saco de gelo