


Anticorpo Policlonal De Coelho Cadm1 Para Wb, Elisa - Q9By67

Número do item: CM0023274



introdução

O Anticorpo policlonal de Coelho CADM1 é um anticorpo policlonal validado para WB e ELISA. Reage com CADM1 humano, de rato e camundongo. Ideal para estudar adesão celular, supressão tumoral e função sináptica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo policlonal de Coelho CADM1
Observações/Apêndice	BL2; ST17; IGSF4; NECL2; RA175; TSLC1; IGSF4A; Nect-2; SYNCAM; sglGSF; sTSLC-1; synCAM1; CADM1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23705
ID do Gene	23705
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 45-344 do CADM1 humano (NP_055148.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BY67
Peso Proteico	49kDa
Envio	Saco de gelo