


Anticorpo Policlonal De Coelho Cadps Para Ihc-P, Elisa - Q9Ulu8

Número do item: CM0022499



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho CADPS validado para IHC-P e ELISA. Tem como alvo o ativador de secreção dependente de cálcio 1 (CAPS-1/CADPS1) em tecidos neurais e endócrinos humanos. Ideal para estudos de exocitose e secreção de neurotransmissores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho CADPS
Observações/Apelido	CAPS; CAPS1; CADPS1; UNC-31; CADPS
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8618
GeneID	8618
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1020-1100 do CADPS humano (NP_899630.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9ULU8
Peso Proteico	153kDa
Envio	Saco de gelo