

Calpain Subunidade Pequena 1 Pab De Coelho - P04632

Número do item: CM0030886



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Calpain subunidade pequena 1 (CAPNS1). Adequado para Western blot, IHC-P e ELISA. Detecta a proteína CAPNS1 humana, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de remodelação do citoesqueleto e atividade de calpain.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Calpain subunidade pequena 1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CANP; CDPS; CSS1; CANPS; CAPN4; CALPAIN4; Calpain subunidade pequena 1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	826
ID do Gene	826
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 69-268 da Calpain subunidade pequena 1 humana (NP_001740.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04632
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco de gelo