

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Calretinina Para Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P22676

Número do item: CM0007602

introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Calretinina (P22676) validado para WB, IHC-P, IF-P, ELISA em Humano, Camundongo, Rato. Ideal para pesquisa de homeostase do cálcio, plasticidade neuronal e tecido cerebral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Calretinina
Observações/Apelido	CR; CAL2; CAB29; Calretinina
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	794
ID do Gene	794
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-271 da Calretinina humana (NP_001731.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P22676
Peso Proteico	32kDa
Envio	Em saco de gelo