

Anticorpo Policlonal De Coelho Calu Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43852

Número do item: CM0030100

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho CALU (O43852) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo e rato. A calumenina regula a carboxilação dependente de vitamina K e a ligação ao cálcio. Ideal para pesquisa em RE/Golgi.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	CALU Rabbit pAb
Observações/Alias	CALU; calumenina
Espécie	Humano
ID do Gene	813
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-315 da CALU humana (NP_001210.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43852
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Saco de gelo