


Anticorpo Policlonal De Coelho Camp Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P49913

Número do item: CM0017526



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a CAMP humano (LL-37/CAP-18), validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage com rato. Para pesquisa em imunidade inata e antimicrobiana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CAMP Rabbit pAb
Observações/Apelidos	LL37; CAP18; CRAMP; HSD26; CAP-18; FALL39; FALL-39; CAMP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	820
GeneID	820
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 132-170 do CAMP humano (NP_004336.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P49913
Peso da Proteína	19kDa
Envio	Bolsa de gelo