


Anticorpo Monoclonal Capg De Coelho Para Wb, Elisa - P40121

Número do item: CM0009574



introdução

Anticorpo Monoclonal CAPG de Coelho (P40121) validado para Western blot e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Tem como alvo a proteína de capagem de macrófagos, um regulador chave da actina. Adequado para pesquisas sobre citoesqueleto e função de macrófagos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CAPG Rabbit mAb
Observações/Alias	MCP; AFCP; HEL-S-66; CAPG
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	822
GeneID	822
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-188 da CAPG humana (P40121).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P40121
Peso Proteico	38kDa
Envio	Saco de gelo