

Anticorpo Policlonico De Coelho Cas9 Para Wb E Elisa - Cas9

Número do item: CM0013719

introdução

Anticorpo Policlonico de Coelho (pAb) CAS9 para aplicações de Western blotting e ELISA. Detecta CAS9 de Staphylococcus aureus, com reatividade cruzada prevista para humanos e outras espécies. Imunógeno recombinante. Adequado para pesquisa em CRISPR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	pAb de Coelho para CAS9
Observações/Apelido	CAS9
Espécie	Staphylococcus aureus
ID do Gene (Humano)	CAS9
ID do Gene	901176
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 450-730 de CAS9 de Streptococcus pyogenes M1 GAS (NP_269215.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Outros (Ampla Faixa Prevista)
Envio	Bolsa de gelo