

Anticorpo Policlonal De Coelho Casc5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Ng31Casc5 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Ng31

Número do item: CM0017026



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o CASC5/KNL1 humano, validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Detecta humano e rato, adequado para estudos de cinetocoro e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CASC5 Rabbit pAb
Observações/Apelido	D40; CT29; Spc7; CASC5; MCPH4; hKNL-1; AF15Q14; PPP1R55; hSpc105
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	57082
ID do Gene	57082
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do CASC5 humano (NP_733468.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q8NG31
Peso da Proteína	265kDa
Envio	Saco de gelo