

Casein Kinase 2 Beta (Csnk2B) Pab De Coelho - P67870

Número do item: CM0017743



introdução

Anticorpo policlonal contra CSNK2B humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização CK2 e infecção por EBV.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Casein Kinase 2 beta (CSNK2B) Rabbit pAb
Observações/Apelido	G5A; CK2B; CK2N; Ckb1; Ckb2; CSK2B; POBINDS; Casein Kinase 2 beta (CSNK2B)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1460
ID do Gene	1460
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-215 da Casein Kinase 2 beta humana (Casein Kinase 2 beta (CSNK2B)) (NP_001311.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P67870
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Saco de gelo