

Anticorpo Policlonal De Coelho Caspase-10 Para Wb, Elisa - Q92851

Número do item: CM0013231

introdução

O pAb de Coelho Caspase-10 é um anticorpo policlonal específico para humanos validado para WB e ELISA. Ele ataca a caspase iniciadora de apoptose de 59 kDa, ideal para pesquisas sobre apoptose e morte celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Caspase-10 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MCH4; ALPS2; FLICE2; FLICE-2; Caspase-10
Espécie	Humano
GeneID (humano)	843
GeneID	843
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 220-521 da Caspase-10 humana (NP_116759.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q92851
Peso da Proteína	59kDa
Envio	Saco de gelo