

Caspase-8 Rabbit Pab - O89110

Número do item: CM0013917

introdução

Anticorpo policlonal de coelho para Caspase-8, um regulador chave da apoptose, necroptose e piroptose. Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage com humano e camundongo. Ideal para o estudo de morte celular e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Caspase-8 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MACH; Mch5; FLICE; CASP-8; Caspase-8
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	841
GeneID	12370
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 4-480 da Caspase 8 de camundongo (NP_033942.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O89110
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Saco de gelo