

Pab De Coelho Para Cast Para Wb, Elisa - P20810

Número do item: CM0030989

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CAST (Calpastatina) humana para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de inibição de calpaína, degradação muscular e proteases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho para CAST
Observações/Apelidos	BS-17; PLACK; ST
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	831
GeneID	831
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P20810
Peso Proteico	77kDa
Envio	Bolsa de gelo