

Anticorpo Policloonal De Coelho Para Castor1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Wtx7

Número do item: CM0019280



introdução

Anticorpo Policloonal de Coelho para CASTOR1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta CASTOR1 humano, apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Para pesquisa de sensor citosólico de arginina na via de sinalização mTORC1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CASTOR1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	GATSL3; CASTOR1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	652968
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-329 da CASTOR1 humana (NP_001032755.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8WTX7
Peso da Proteína	36kDa
Transporte	Saco de gelo