

Catepsina G Pab De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08311

Número do item: CM0028599



introdução

Catepsina G pAb de Coelho validada para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reage com humano, camundongo, rato. Ideal para estudar funções de proteases de serina em inflamação, resposta imune e atividade antimicrobiana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Catepsina G pAb de Coelho
Observações/Apelido	CG; CATG; Catepsina G
Espécie	Humano
GeneID	1511
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-255 da Catepsina G humana (NP_001902.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08311
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Saco de gelo