


Anticorpo Policlonal De Caveolina-1 (Coelho) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q03135

Número do item: CM0023732



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Caveolina-1 humana (CAV1), validado para Western blot (WB), imunofluorescência (IF-P), imuno-histoquímica (IHC-P) e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de caveolas, sinalização celular e estudos de tráfego de membrana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Caveolin-1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CGL3; PPH3; BSCL3; LCCNS; VIP21; MSTP085; Caveolina-1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	857
ID do Gene	857
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-80 da Caveolina-1 humana (NP_001744.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q03135
Peso da Proteína	20kDa
Envio	Saco de gelo