

Caveolina-3 Pab De Coelho - P56539

Número do item: CM0016008

introdução

pAb de Coelho anti-Caveolina-3 para WB e ELISA, validado para humano, camundongo e rato. Tem como alvo a caveolina-3, uma proteína de ancoragem específica do músculo para reparo de membrana e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Caveolina-3 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	LQT9; MPDT; RMD2; VIP21; LGMD1C; VIP-21; Caveolina-3
Espécie	Humano
ID do Gene	859
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 da Caveolina-3 humana (NP_001225.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P56539
Peso da Proteína	17kDa
Transporte	Saco de gelo