

## Cbfb Coelho Pab Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13951

Número do item: CM0028808



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho CBFB validado para aplicações de WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconhece o fator de ligação ao núcleo subunidade beta humano, de rato e camundongo, um co-regulador transcricional chave na hematopoiese e função imunológica. Adequado para pesquisa em câncer e doenças infecciosas.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | CBFB Coelho pAb                                                                                                                                |
| Observações/Apelido | CLCD2; PEBP2B; CBFB                                                                                                                            |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                         |
| GeneID (Humano)     | 865                                                                                                                                            |
| GeneID              | 865                                                                                                                                            |
| Imunógeno           | Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-182 do CBFB humano (NP_001746.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                                         |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                       |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                                       |
| SWISS               | Q13951                                                                                                                                         |
| Peso Proteico       | 22kDa                                                                                                                                          |
| Envio               | Saco de Gelo                                                                                                                                   |