

Anticorpo Policlonal De Coelho Cbr3 (Sdr21C2) Para Wb, Elisa - 075828

Número do item: CM0024769



introdução

Anticorpo policlonal de coelho CBR3 de alta qualidade validado para WB e ELISA. Reconhece CBR3 humano, de rato e camundongo. Alvo: carbonila redutase 3, envolvida na redução dependente de NADPH de quinonas e drogas anticancerígenas. Ideal para pesquisa e desenvolvimento de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho CBR3
Observações/Apelido	hCBR3; SDR21C2; HEL-S-25; CBR3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	874
ID do Gene	874
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 118-277 do CBR3 humano (NP_001227.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75828
Peso Proteico	31kDa
Envio	Saco de Gelo