


Anticorpo Monoclonal De Coelho Cbx2 Para Wb & Elisa - Q14781

Número do item: CM0011690



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CBX2 humano, uma proteína do grupo Polycomb. Reage com humano, rato, camundongo. Validado para WB e ELISA. CBX2 é crítico para regulação da cromatina, silenciamento gênico e desenvolvimento sexual. Ideal para pesquisa epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CBX2 mAb de Coelho
Observações/Apelido	M33; CDCA6; SRXY5; CBX2
Espécie	Humano
ID do Gene	84733
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 433-532 do CBX2 humano (Q14781)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14781
Peso Proteico	56kDa
Envio	Saco de gelo