

Anticorpo Policlonal De Coelho Ccar2/Dbc1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N163

Número do item: CM0019490



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CCAR2/DBC1 (p30 DBC) para WB, IHC-P, ELISA. Detecta proteínas humanas, de camundongo e de rato. Investigue papéis na apoptose, regulação transcricional e ritmos circadianos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCAR2/DBC1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CCAR2; DBC-1; DBC1; KIAA1967; NET35; p30 DBC; p30DBC; regulador do ciclo celular e apoptose 2; CCAR2/DBC1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57805
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 do CCAR2/DBC1 humano (NP_066997.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N163
Peso da Proteína	102kDa/103kDa
Envio	Saco com gelo