


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ccl21 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 000585

Número do item: CM0021734



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra CCL21 humano (6Ckine/SLC), validado para WB, IHC-P e ELISA. Ideal para pesquisas sobre homing de linfócitos e quimiocinas. Reconhece uma banda de aproximadamente 15 kDa. Reage com CCL21 humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-CCL21
Observações/alias	ECL, SLC, CKb9, TCA4, 6Ckine, SCYA21, CCL21
Espécie	Humana
GeneID	6366
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 24-134 da CCL21 humana (NP_002980.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	O00585
Peso molecular	15 kDa
Envio	Bolsa de gelo