

Pab De Coelho Anti-Ccl25 Para Wb, Elisa - O15444

Número do item: CM0019213

introdução

O pAb de Coelho anti-CCL25 é um anticorpo policlonal específico para CCL25 humana, validado para Western blot e ELISA. Ideal para estudar as funções da quimiocina expressa no timo no desenvolvimento de células T e respostas inflamatórias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho anti-CCL25
Observações/Alias	TECK; Ckb15; SCYA25; TECKvar; Ck beta-15; CCL25
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	6370
GeneID	6370
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-150 da CCL25 humana (NP_005615.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	O15444
Peso da Proteína	17 kDa
Envio	Bolsa de gelo