

Ccl7 Rabbit Pab Para Wb, Elisa - P80098

Número do item: CM0022573



introdução

Anticorpo policlonal de CCL7 de coelho validado para Western blotting e ELISA. Reage com CCL7 humano e de rato, uma quimiocina envolvida no recrutamento de células imunes e inflamação. Ideal para pesquisa em imunologia e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCL7 Rabbit pAb
Observações/Apelido	FIC; MARC; MCP3; NC28; MCP-3; SCYA6; SCYA7; CCL7
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6354
GeneID	6354
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-99 do CCL7 humano (NP_006264.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P80098
Peso da Proteína	11kDa
Envio	Saco de gelo