

Ccr7 Rabbit Pab - P47774

Número do item: CM0030757

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho CCR7 para WB e ELISA. Reage com CCR7 de camundongo e rato. Adequado para investigar o tráfego de células imunes mediado por receptores de quimiocinas e respostas inflamatórias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CCR7 Rabbit pAb
Observações/Apelido	EBI1; CCR-7; CD197; Ebi1h; Cdw197; Cmkbr7; CC-CCR-7
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	1236
GeneID	12775
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 211-310 do CCR7 de camundongo (NP_031745.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P47774
Peso Proteico	43kDa
Envio	Saco de gelo