

Anticorpo Policlonal De Coelho Cd11B (Integrina Alfa-M) Para Wb E Elisa - P11215

Número do item: CM0019092



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o CD11b humano (Integrina alfa-M), validado para aplicações de Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para pesquisa de adesão de células imunes, receptor de complemento e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD11b pAb de Coelho
Observações/Apelido	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6; CD11b/ITGAM
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3684
ID do Gene	3684
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do CD11b humano (NP_000623.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11215
Peso da Proteína	127kDa
Envio	Saco de gelo