

Anticorpo Monoclonal Cd11B Rabbit Polymab® Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11215 / P05555

Número do item: CM0009373



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a CD11b humana (Integrina α -M, MAC-1) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com CD11b de camundongo e rato. Adequado para estudos de imunidade inata, adesão celular e função de leucócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD11b Rabbit PolymAb®
Observações/Alias	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3684
ID do Gene	3684/16409
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 do CD11b humano (NP_000623.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11215/P05555
Peso da Proteína	127kDa
Transporte	Bolsa de gelo