

Pab De Coelho Anti-Cd11B/Itgam Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11215

Número do item: CM0014983



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à integrina alfa-M (CD11b/ITGAM). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Adequado para o estudo de adesão celular, fagocitose e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho anti-CD11b/ITGAM
Observações/Alias	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6; CD11b/ITGAM
Espécie	Humano
GeneID	3684 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 145-340 de CD11b/ITGAM (NP_000623.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11215
Peso da Proteína	127 kDa
Envio	Bolsa de gelo