

Anticorpo Monoclonal De Coelho Cd138 - P18827

Número do item: CM0008227



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho CD138 para IHC-P, FC e ELISA. Reconhece CD138/Sindecana-1 humano e de macaco cinomolgo. Ideal para pesquisa de células plasmáticas e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho CD138
Observações/Apelido	SDC; CD138; SYND1; sindecana
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6382
ID do Gene	6382
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-251 do CD138 humano (NP_002988.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IHC-P, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Macaco cinomolgo
SWISS	P18827
Peso Proteico	32kDa
Envio	Saco de gelo