


Anticorpo Policlonado De Coelho Cd14 Para Wb, If/Icc, Elisa - P08571

Número do item: CM0028420



introdução

Anticorpo policlonado de coelho anti-CD14 validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta CD14 em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisas em imunidade inata e sinalização por LPS.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD14 Rabbit pAb
Observações/Alias	CD14
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	929
GeneID	929
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-330 do CD14 humano (NP_000582.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08571
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Bolsa de gelo