


Anticorpo Policlonal De Coelho Cd146/Mcam Para Wb & Elisa - P43121

Número do item: CM0021970



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao CD146/MCAM humano, validado para Western blotting e ELISA. Detecta MCAM humano e de rato, ideal para pesquisa em adesão celular, metástase de câncer e biologia vascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD146/MCAM pAb de Coelho
Observações/Apelido	CD146, MUC18, HEMCAM, METCAM, MelCAM
Espécie	Humano
GeneID	4162
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 447-646 do CD146/MCAM humano (NP_006491.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P43121
Peso Molecular da Proteína	72kDa
Envio	Saco de gelo