

Pac Cd160 De Coelho Para Wb E Elisa - 095971

Número do item: CM0028577



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o CD160 humano, validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudos de receptores de células imunes e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAc CD160 de Coelho
Observações/Apelido	NK1, BY55, NK28, CD160
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11126
ID do Gene	11126
Imunogénio	Proteína recombinante, Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-181 do CD160 humano (NP_008984.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95971
Peso Proteico	20kDa
Envio	Saco de gelo