

Mab De Coelho Anti-CD172A/Sirpα Para Wb, If/Icc, Elisa - P78324

Número do item: CM0005496



introdução

mAb de coelho anti-CD172a/SIRPα (P78324) validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Anticorpo monoclonal de alta especificidade para pesquisa da proteína alfa reguladora de sinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-CD172a/SIRPα
Observações/Apelidos	BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1; CD172a/SIRPα
Espécie	Humano
ID do Gene	140885
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 395-495 da CD172a/SIRPα humana (P78324).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P78324
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Bolsa de gelo